




# 全自动药敏接种判读仪

## 个性化药敏的首选方案

- 标准全值 MIC，结果可靠，可个性化定制药敏板
- 操作简单、灵活、安全可靠，FDA，CE 认证，用户遍布全球
- 自动判断结果，多种报告格式，可进行流行病学统计

## Nephelometer 比浊仪

- 提供标准化的菌液浓度配制
- 提供标准比浊管
- 操作简单，即学即会



## Thermo Scientific AIM 接种仪

- 可以快速准确地完成 96 孔药敏板的菌液接种
- 安全可靠，有 FDA、CE 认证，国内外众多实验室使用
- 灵活方便，具有多种加样模式（分排分区，横加或竖加）
- 独特的移液头设计，安全定量精确分配接种
- LCD 触屏操作，图标式菜单，颜色标识加样状态
- 加样量范围广：50-200µl

## Thermo Scientific Vizion 药敏判断仪

- 可视化的生长图像，易于判读，避免误差
- 所有药敏板图像均可保存，多种报告格式和输出格式，易于追踪统计
- SWIN 软件遵循 FDA、CLSI、EUCAST 等标准，不同颜色标识药敏结果
- 具备流行病学统计和质量控制功能
- 通过 FDA、CE 认证



赛默飞官方微信



赛默飞官方网站

赛默飞世尔科技（中国）有限公司

上海（中国总部）  
上海浦东新金桥路27号7号楼

北京  
北京市安定门东大街28号  
雍和大厦西楼7层

广州  
广州东风中路410-412号  
时代地产中心2405-2406, 3001-3004

成都  
成都市武侯区临江西路1号  
锦江国际大厦1406

沈阳  
沈阳市沈河区惠工街10号  
卓越大厦3109室

香港  
香港新界沙田，沙田乡事会路138号  
新城市中央广场第一座九楼911-915室

武汉  
武汉东湖高新技术开发区  
高新大道858号A7楼

全国服务热线：800 810 5118 400 650 5118（支持手机用户）

MGAVA0814

**Thermo**  
SCIENTIFIC

A Thermo Fisher Scientific Brand