



上转发光微生物免疫分析仪

——跨入层析定量新时代



革新的标记技术

新型上转发光技术与经典免疫层析技术的完美结合



快速准确的定量

稳定的上转发光材料和内置RFID芯片带来快速而准确的定量能力



强大的样品兼容

多种样品检测模式，耐受高盐、腐败脏器、排泄物等复杂样品



灵活的现场应用

适应各种操作环境，无需处理样品，支持现场持续工作4小时



全新的UPT上转发光微生物免疫分析仪，使用优于市场上其他现场微生物检测的示踪技术，是一种简便、快捷且具备定量功能的现场微生物检测平台。

革命性的UPT上转发光技术与经典免疫层析技术相结合，采用新型标记物——UCP上转发光材料，通过扫描分析光电信号，实现对目标抗原或抗体的现场快速检测。

便携的UPT上转发光微生物免疫分析仪，配套多种微生物病原检测试剂，广泛应用于食源性致病菌检测、生物安全保障及传染病监测等多个领域，为疾病预防控制系统提供快速而全面的现场微生物检测解决方案。

快速

- **轻松的操作流程：**一次加样、检测，20分钟内即可获得定性定量结果，真正适合现场检测。
- **快速的结果判读：**单次样品检测仅需30秒，精确捕捉光电信号，快速复位有效缩短读数间隔，有效缩短检测时间。
- **直观可见的结果：**支持立即打印、仪器内部存储和USB数据传输，实现全程无PC操作。

灵活

- **兼容多种样品：**可直接检测血清、血浆、全血、尿液、唾液和组织匀浆等多种样品，兼具良好的样品耐受性，适应于腐败、高盐等复杂样品。
- **双重模式选择：**支持单条检测带、双条并行检测带的磷光检测，配合相应试剂，实现单、双靶标检测，功能更加灵活。
- **支持现场应用：**紧凑型仪器设计，小巧便携，内置大容量蓄电池，现场连续工作可达4个小时以上。

可靠

- **革命性的标记材料：**由稀土金属元素所构成，具有绝无仅有的上转发光现象，无本底干扰、无光淬灭和光漂白现象，可长期保存，满足生物分析标记需要。
- **自动化的准确定量：**仪器自动读取RFID芯片记录的待检数据，4个数量级以上的线性定量范围，获得准确可信的定量数据，无需操作者肉眼观察，避免主观误差。
- **可保障的生物安全：**内置紫外灯，检测前后可消毒灭菌，杜绝交叉污染并确保您的人身安全。

订购信息

产品编号	产品名称	检测方法	包装规格
7001	霍乱弧菌O1群检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7002	霍乱弧菌O139群检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7003	副溶血性弧菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7004	大肠埃希氏菌O157:H7/NM检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7005	单核细胞增生性李斯特氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7006	甲型副伤寒沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7007	乙型副伤寒沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7008	丙型副伤寒沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7009	伤寒沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7010	肠炎沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
7011	猪霍乱沙门氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6001	鼠疫耶尔森氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6002	抗鼠疫耶尔森氏菌抗体检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6003	炭疽芽孢检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6004	布鲁氏菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6005	土拉弗朗西斯菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6006	类鼻疽伯克霍尔德菌检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6007	蓖麻毒素检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
6008	相思子毒素检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5001	人类流感病毒检测试剂盒Flu-A/B	UPT上转发光法	40T/20T
5002	A组轮状病毒检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5003	肠道病毒EV71检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5004	柯萨奇病毒A16型检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5005	梅毒抗体检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5006	丙肝抗体检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5007	结核抗体检测试剂盒	UPT上转发光法	40T/20T
5008	乙肝表面抗原HBsAg定量检测试剂	UPT上转发光法	40T/20T
1003	上转发光微生物免疫分析仪 (UPT-3A型)		台

更多微生物病原检测试剂盒正在研发中。

如需获取更多上转发光分析仪及其相关信息，请您联系我们。

北京热景生物技术有限公司 出品



北京卓诚惠生生物科技有限公司 疾控总代理

地址：北京市昌平区生命园路29号创新大厦B座266室

邮编：102206

电话：010-58773700 传真：010-58772009

网址：www.ABTechnology.com.cn